

SARTORIUS

Быстрое взвешивание с точными результатами

Лабораторные весы Quintix® 215D

**Идеальный выбор
для надёжного
взвешивания:**

- Внутренняя калибровка isoCAL для стабильных измерений
- Удобная установка по уровню благодаря новому индикатору и большим ножкам
- Особая конструкция витрины упрощает очистку весов и предотвращает контаминацию
- Передача данных без дополнительного ПО позволяет исключить ошибки при передаче данных.



Новая модель

Особенности и характеристики Quintix 215D

Свяжитесь с нами:
russia@sartorius.com
+7 812 3275327

Весы Quintix215D созданы для простого и эффективного решения измерительных задач, требующих высокой точности и производительности. Система автоматической внутренней калибровки isoCAL осуществляет непрерывный мониторинг температуры весовой ячейки, обеспечивая стабильно высокую точность результатов измерений. Легкосъемные створки ветрозащитной витрины с широким обзором и особая конструкция антипроливной пластины значительно упрощают очистку весов и предотвращают контаминацию, а защитный чехол, закрывающий дисплей и корпус, облегчает хранение весов. Графический сенсорный дисплей высокого разрешения и широкий набор предустановленных приложений упрощают выполнение измерительных задач и повышают производительность.

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	I специальный
Максимальная нагрузка, г	210
Поверочное деление, е, г	0,001
Действительная цена деления, мг	0,01 до 80 г 0,1 свыше 80 г до 210 г
Число поверочных делений, n	210000
Минимальная нагрузка, г	0,001
Диапазон компенсации тары (субтрактивный)	<100 % от максимального диапазона взвешивания
Время установления показаний, не более, с	6
Диаметр грузоприемной платформы, мм	80
Контроль за нивелированием	Визуальный: пузырьковый индикатор уровня на лицевой части блока управления
Калибровка/юстировка	Функция isoCAL – полностью автоматическая внутренняя калибровка и юстировка через определенные промежутки времени, либо при изменении температуры
Стандартные встроенные приложения программы	Взвешивание, плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения (5 сек), счет, взвешивание в нестабильных условиях, смешивание, компоненты, статистика
Возможность выбора единиц измерения	Грамм, миллиграмм, карат
Температура эксплуатации, °C	+10 до +30
Относительная влажность, %	от 15 % до 80 % при температуре до 31 °C; без конденсации
Гарантийный срок	24 месяца
Метрологическая документация	Свидетельство о поверке, Копия свидетельства об утверждении типа с ОТ. Сертификат калибровки, протокол поверки – опционально.

